

• DESCRIPTION

- Présentations par la tête ou par le siège
- Augmentation du vide ou délivrance assistée par forceps
- Inserts vulvaires remplaçables et cols très distensibles
- Recouvrements abdominaux et opaques amovibles
- Sons audibles du cœur maternel de 0 à 200 bpm
- Sons audibles du cœur du nouveau-né de 0 à 220 bpm
- Cris, grognements et respirations audibles de nouveau-né
- Fœtus avec coussin élévateur pour la pratique Manœuvres de Léopold
- Rectum permettant une médication
- Hémorragie post-partum : 1,25 litre de fluide
- Contrôle de l'hémorragie post-partum par massage de l'utérus
- Cathétérisation de la vessie avec flux urinaire variable
- Bébé en train de naître présentant :
  - Crâne du bébé à la naissance avec fontanelles
  - Rythme cardiaque audible de 0 à 220 bpm
- Peau du visage souple ajustée sur la tête pour délivrance par le vide/au forceps
  - Deux placentas à fragments amovibles
  - Quatre cordons ombilicaux
  - Deux connecteurs
  - Deux clips ombilicaux
- Nouveau-né présentant :
  - Pouls ombilical actionné par poire
  - Bonnet pour minimiser l'hypothermie
  - Cathétérisation ombilicale



• BIEN FONDÉ PÉDAGOGIQUE

- Palpation foetale de la fontanelle, des os, des genoux et des coudes
- Accouchements normaux ou par le siège
- Accouchements à l'aide de forceps ou une poire kiwi
- Manœuvres de Leopold
- Massage utérin
- Accouchement du placenta
- Écoute des bruits du coeur foetal

• COMPOSITION DU PRODUIT

- 1 bassin
- 1 nouveau né
- 1 stéthoscope conventionnel
- Sang concentré
- Urine concentré
- 3 cols dilatables
- 2 placentas à fragments amovibles
- Un cathéter urinaire non stérile (non destiné à un usage humain)
- Lubrifiant
- Talc
- Sac de transport

• BON A SAVOIR

- Ce kit de blessures existe en plusieurs couleurs :
- Ton clair : S500.200.L
  - Ton moyen : S500.200.M
  - Ton foncé : S500.200.D