

• AV2410 Buste chambre implantée

Fournisseur : Vata.Inc • Garantie : 1 an
Vidéo : <https://vimeo.com/799426144>

• DESCRIPTION

Ce modèle s'utilise debout.

Fabriqué dans un matériau ressemblant à la texture de la peau, il permet une sensation très réaliste lors de la palpation du port et de nombreuses piqûres.

La partie gauche du mannequin représente la cage thoracique fournie avec un cathéter central déjà installé.

On peut distinguer le tunnel sous-cutané jusqu'au niveau de la clavicule.

L'extrémité distale du cathéter est fixée à une poche de faux sang qui permet la prise de sang et les techniques d'injection.

La zone autour de l'orifice de sortie du cathéter peut servir aux soins d'asepsie.

Le cathéter central placé à la périphérie est repositionné dans la veine médiane basilique du bras droit.

Les deux veines du pli du coude saillent légèrement.

Le cathéter est relié à une poche de faux sang placée dans le bras où pourront être pratiqués les prises de sang, les perfusions, les soins d'asepsie et de nursing.



Le nouveau bras possède un cathéter central périphérique, avec sortie de la veine basilique du secteur inférieur du biceps.

Une nouvelle aiguille doit être utilisée à chaque injection afin de préserver la peau.



• BIEN FONDÉ PÉDAGOGIQUE

- Enseignement des soins de la pose d'une PICC Line.
- Pratiquer la perfusion, le retrait, la fixation et les pansements de plusieurs lignes d'accès vasculaire.



• COMPOSITION DU PRODUIT

- Torse
- Bras droit détachable
- 1 x chambre implantée
- 1 x peau pour la poitrine
- 3 x pièces pour accès difficile
- 1 x catheter central 9,6 FR
- 1 x catheter intraveineux
- 2 x réservoirs de sang (1 pour le torse + 1 pour le bras).

• BON À SAVOIR

Ce simulateur existe en deux tons :

- Ton clair (AV2410)
- Ton foncé (AV2412)

Poids : 3.18kg

Dimension : 39.69cm x 45.7cm x 22.9cm

Cent impacts sont réalisables si le diamètre des aiguilles n'excède pas 20 G et si ces aiguilles ne sont pas biseautées

Sac de transport disponible en option AV0401

• CONSOMMABLES



• Référence AV408
Catheter 5FR 2 voies



• Référence AV418
Connecteur universel catheter
6FR



• Référence AV410
Catheter 3 voies



• Référence AV407
Catheter central veineux



• Référence AV451
Poche de sang pour buste



• Référence AV453
Poche de sang pour bras



• Référence AV405
Peau pour buste



• Référence AV440
Module d'accès difficile port
enfoncé



• Référence AV430
Module d'accès difficile port
basculement



• Référence AV420
Module d'accès difficile port
mouvant



• Référence AV406
Chambre implantée



• Référence AV401
Sac de transport