

• DESCRIPTION

GERI™ a une apparence âgée avec des rides et des plis cutanés

Toutes les articulations principales ont un mouvement naturel pour fournir une pratique réaliste de la manipulation du patient

Les mains et les pieds sont faits de matériau doux et flexible pour plus de réalisme

Cheville : Eversion, Inversion, Dorsiflexion, Plantarflexion

Coude : Extension, Flexion, Pronation, Supination

Doigts : Abduction, Adduction, Flexion (matériau souple et réaliste)

Hanche : Abduction, adduction, rotation, hyperextension

Genou : Extension, Flexion

Cou : Rotation, hyperextension, flexion latérale

Épaule : Abduction, adduction, rotation, hyperextension

Orteils : abduction, adduction, flexion (matériau souple et réaliste)

Tronc : Rotation, hyperextension

Poignet : Flexion, hyperextension, flexion radiale, flexion ulnaire

Amplitude de mouvement complète et réaliste, positionnement réaliste du patient et non pincement articulations - bouge comme une personne

Réservoirs de fluide internes

Se convertit en homme avec retrait de la perruque et fixation des organes génitaux masculins

Inspection visuelle :

- Grain de beauté normale et cancéreuse
- Ulcère de stade 1
- Pupilles dilatées et resserrées
- Plis cutanés rougis



• BIEN FONDÉ PÉDAGOGIQUE

- Bandage et pansement
- Toilette au lit (bain)
- Changements de vêtements
- Pose et retrait de dentier- plus haut et plus bas
- Irrigation du conduit auditif, gouttes otiques et placement des aides auditives
- Irrigation oculaire
- Manipulation des doigts et des orteils avec bandage - flexible et individuel
- Soins capillaires, lavage et peignage
- Sites d'injection intramusculaire - bras, cuisse, fesse
- Hygiène buccale et nasale - lavage, nourriture et aspiration
- Soins de stomie - iléostomie et colostomie entretien des tissus et appareil application, lavage et aspiration
- Positionnement du patient
- Techniques de transfert des patients
- Soins de trachéotomie - lavage et aspiration
- Administration de lavement - femme uniquement
- Procédures de gastrostomie - lavage et nourriture
- Placement du tube nasogastrique
- Frottis vaginaux et douches vaginales
- Examen de la prostate - Stade B
- Sondage urinaire - femme et homme non circoncis

• COMPOSITION DU PRODUIT

- Un simulateur de soin
- Organes génitaux homme/femme interchangeable
- Perruque
- Sac de transport non inclus

• BON À SAVOIR

Léger 12,70 kg

Mannequin adulte mesure (147 cm)

Apparence féminine générale