


## •1023010 SIMULATEUR DE CATHETERISATION PRO



### • COMPETENCES

Technique d'asepsie du cathétérisme

Positionnement du cathéter

Gestion des fluides

Retrait du cathéter

### • CARACTERISTIQUES

Si le cathéter est correctement posé, du liquide reflue

La paroi abdominale peut être retirée pour une meilleure visualisation de la procédure lors du cathétérisme urétral

Cathétérisation féminine et masculine avec une résistance réaliste

- 3 niveaux de striction urétrale réglables
- Prépuce et lèvres souples et mobiles (par exemple pour s'exercer à la désinfection)
- Structure du bassin anatomiquement fidèle
- Possibilité de contrôle à travers la vessie transparente et paroi abdominale amovible
- Cathéter suprapubien pour s'exercer au nettoyage et à l'entretien
- Pieds antidérapants pour une bonne stabilité
- Facile à nettoyer et à entretenir, complètement démontable

### • COMPOSITION DU PRODUIT

Reproduction réaliste du bas du corps

Consommable de cathétérisation masculine et féminine avec vessie transparente

Flacon et tuyaut

Sac de transport

